



GEBRAUCHS-
INFORMATION



WARZIN®
GEGEN WARZEN



MD MEDIZINPRODUKT

ZWECKBESTIMMUNG

WARZIN® ist die Behandlung von gewöhnlichen Warzen (von der Fußsohle (Dornwarzen), Warzen im Bereich der Nagelplatte, an Händen und an anderen Stellen am Körper (z.B. am Ellbogen) bei Kindern und Erwachsenen.

WANN DARF WARZIN® NICHT ANGEWENDET WERDEN?

- Bei Überempfindlichkeit gegen einen Bestandteil des Produktes
- Bei warzenähnlichen, meist angeborenen Fehlbildungen an der Haut (Muttermale, Leberflecken).
- Nicht bei Warzen im Gesicht, auf oder in der Nähe von Schleimhäuten (z.B. Kondylome, sogenannte Feigwarzen), behaarten Warzen oder solchen mit Geschwürbildung anwenden.

WARHNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Da Kinder eine äußerst zarte Haut haben, ist bei der Anwendung an Kindern besonders darauf zu achten, die umgebende Haut ausreichend mit Vaseline zu schützen und WARZIN® nur punktgenau anzuwenden.
- Eine Anwendung auf größeren Hautflächen ist insbesondere bei Kleinkindern und Personen mit schweren Durchblutungsstörungen (z.B. Diabetikern) zu vermeiden.
- WARZIN® ist leicht entflammbar, daher nicht bei offenem Feuer verwenden oder rauchen.
- Vermeiden Sie Augen- und Schleimhautkontakt.

SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT

Aus heutiger Sicht sind keine Einschränkungen in der Anwendung bekannt.

Bei Unsicherheit fragen Sie vor der Anwendung dieses Medizinproduktes Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

VERKEHRSTÜCHTIGKEIT

Die Anwendung von WARZIN® hat keine Auswirkung auf die Verkehrstüchtigkeit.

WIE IST WARZIN® ANZUWENDEN?

WARZIN® ist für eine Laien-anwendung bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern bestimmt und wird in den meisten Fällen von den betroffenen Personen selbst angewendet. Bei Kindern oder pflegebedürftigen Patienten empfiehlt es sich, die Anwendung durch einen Angehörigen bzw. eventuell durch medizinisches Fachpersonal (Kinderarzt, Podologe, Pflegekraft, etc.) durchführen zu lassen.

2-mal täglich auf die betroffene Hautstelle auftragen. Wiederholen Sie diesen Vorgang 3 – 8 Wochen lang. Vor dem Auftragen soll die Hautpartie etwa fünf Minuten lang im warmen Wasser aufgeweicht und dann gut abgetrocknet werden. Gesunde Haut um die Warze herum gut mit Vaseline (z.B. von Rösch & Handel) abdecken. Warze mittels beigepacktem Pinsel satz bestreichen. Es bildet sich ein milchigweißes, durchscheinendes, elastisches Häutchen, das nicht entfernt werden soll. Erfahrungsgemäß kommt es nach 3 bis 8 Wochen zur Abheilung der behandelten Warze. Bleibt darüber hinaus der Behandlungserfolg aus, konsultieren Sie einen Arzt.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

WARZIN® kann bei gesunder Haut Hautreizungen hervorrufen. Um dies zu vermeiden, deckt die Haut die Warze umgebende Haut mit Vaseline ab – siehe Anwendungshinweise oben. Bei Auftreten von langanhaltenden Reizerscheinungen (starkes Brennen oder Jucken, Entzündungen) Behandlung absetzen und gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen. Bei schwerwiegenden Vorfällen kontaktieren Sie den Hersteller sowie die in Ihrem Land zuständige Gesundheitsbehörde.

WIE IST WARZIN® ZU BEWAHREN UND ZU ENTSORGEN?

Nach Anwendung des Produktes Flasche stets gut verschließen. Lagerung bei Zimmertemperatur. Bewahren Sie dieses Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf. Verwenden Sie dieses Medizinprodukt nicht mehr nach Ablauf des Verfallsdatums. Das Verfallsdatum finden Sie auf der Verpackung.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Abwasser oder Hausmüllabfall. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

INHALT DER PACKUNG/ PACKUNGSGRÖßEN

WARZIN® 10ml

ZUSAMMENSETZUNG

Colloidium, Milchsäure, Rizinusöl

HERSTELLER

BANO Healthcare GmbH
Anngasse 17, 2500 Baden,
Österreich

Nähere Informationen entnehmen Sie unserer Homepage www.bano.at

Rösch & Handel ist eine Marke der BANO Healthcare GmbH.



Runge Med AG,
Saint-Louis-Str. 31, 4056 Basel

STAND DER GEBRAUCHS-
INFORMATION: März 2025



Wir freuen uns
auf Ihr Feedback
zum Produkt.



Medizinprodukt



Hersteller



Verwendbar bis



Charge



Gebrauchsanweisung
beachten



ISTRUZIONI
PER L'USO



WARZIN®
CONTRO LE VERRUCHE



MD DISPOSITIVO MEDICO

DESTINAZIONE D'USO

WARZIN® è utilizzato per trattare le verruche comuni sulla pianta dei piedi (verruche plantari), le verruche nell'area della lamina ungueale, sulle mani e su altre parti del corpo (ad es. i gomiti) nei bambini e negli adulti.

QUANDO NON SI DEVE USARE WARZIN®?

- In caso di ipersensibilità a un componente del prodotto.
- In caso di malformazioni cutanee di tipo verrucoso perlopiù congenite (nei).
- Non utilizzare su verruche del viso, sulle membrane mucose (ad es. condilomi, le cosiddette verruche genitali), verruche pelose o con ulcerazioni.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Poiché la pelle dei bambini è estremamente delicata, quando si utilizza il prodotto sui bambini è necessario prestare particolare attenzione e proteggere la pelle circostante con abbondante vaselina e applicare WARZIN® solo sul punto esatto.
- L'applicazione su aree cutanee più estese deve essere evitata, soprattutto nei bambini piccoli e nelle persone con gravi disturbi circolatori (ad es. diabetici).
- WARZIN® è altamente infiammabile, pertanto non utilizzare in presenza di fiamme libere o fumo.
- Evitare il contatto con gli occhi e le mucose.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Ad oggi non sono note restrizioni d'uso. In caso di dubbi, rivolgersi al

medico o al farmacista prima di utilizzare questo dispositivo medico.

INTERAZIONI

Non sono note interazioni.

CAPACITÀ DI GUIDARE VEICOLI

L'uso di WARZIN® non ha effetti sulla capacità di guidare veicoli.

COME SI USA WARZIN®?

WARZIN® è adatto all'uso da parte di non esperti in adulti, adolescenti e bambini e nella maggior parte dei casi viene utilizzato dagli stessi interessati. Nel caso di bambini o pazienti bisognosi di cure, si consiglia di far eseguire il trattamento da un parente o, eventualmente, da professionisti medici (pediatra, podologo, infermiere, ecc.).

Applicare due volte al giorno sull'area cutanea interessata. Ripetere questo processo per 3-8 settimane. Prima dell'applicazione, l'area della cute deve essere fatta ammorbidire in acqua calda per circa cinque minuti e poi asciugata bene. Ricoprire bene la pelle sana intorno alla verruca con vaselina (ad es. di Rösch & Handel). Copergere generosamente la verruca utilizzando il pennello in dotazione. Si forma uno strato di colore bianco lattiginoso, traslucido ed elastico che non deve essere rimosso. In base all'esperienza la verruca trattata guarisce dopo 3-8 settimane. Se il trattamento non ha successo, consultare un medico.

QUALI SONO I POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI?

WARZIN® può causare irritazioni cutanee sulla pelle sana. Per evitarlo, coprire la pelle sana circostante la verruca con vaselina - vedere le istruzioni per l'uso di cui sopra. Se si verificano sintomi di irritazione di lunga durata (forte bruciore o prurito, infiammazioni), interrompere il trattamento ed eventualmente consultare il medico. In caso di incidenti gravi, contattare il fabbricante e l'assistenza sanitaria competente del proprio Paese.

COME DEVE ESSERE CONSERVATO E SMALTITO WARZIN®?

Chiudere sempre bene il flacone dopo l'uso del prodotto. Con-

servare a temperatura ambiente. Tenere questo dispositivo medico fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare questo dispositivo medico dopo la data di scadenza. La data di scadenza è riportata sulla confezione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE/DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

WARZIN® 10ml

COMPOSIZIONE

Colloidio, acido lattico, olio di ricino

FABBRICANTE

BANO Healthcare GmbH
Anngasse 17, 2500 Baden,
Austria

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla nostra homepage www.bano.at

Rösch & Handel è un marchio di BANO Healthcare GmbH.



Runge Med AG,
Saint-Louis-Str. 31,
4056 Basilea

ISTRUZIONI PER L'USO AGGIORNATE AL: Marzo 2025



Attendiamo con piacere il vostro feedback sul prodotto.



Dispositivo medico



Produttore



Data di scadenza



Lotto



Verdere le istruzioni per l'uso



FR
D'UTILISATION



WARZIN®
CONTRE LES VERRUES



MD DISPOSITIF MÉDICAL

DESTINATION

WARZIN® est destiné à traiter chez les enfants et les adultes les verrues communes situées sur la plante des pieds (verrues plantaires), les verrues péri-unguérales, les verrues placées sur les mains ou sur d'autres parties du corps (p. ex. aux coudes).

QUAND NE PAS UTILISER WARZIN® ?

- En cas d'hypersensibilité à l'un des composants du dispositif.
- En présence d'excroissances cutanées ressemblant à des verrues, le plus souvent congénitales (grains de beauté, naevus)
- Ne pas appliquer sur des verrues placées sur le visage, sur ou à proximité des muqueuses (p. ex. condylomes, verrues génitales), verrues poilues ou ulcérées.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

- Les enfants ont une peau extrêmement fine. Il faut donc, chez eux, attacher une grande importance à protéger suffisamment la peau environnante avec de la vaseline et n'appliquer WARZIN® que précisément sur l'endroit à traiter.
- Éviter une utilisation sur des surfaces de peau assez étendues, notamment chez les enfants en bas âge et les personnes souffrant de troubles circulatoires sévères (p. ex. les diabétiques), interrompre le traitement et, le cas échéant, consulter un médecin. En cas d'incident grave, contacter le fabricant et l'autorité sanitaire compétente du pays dans lequel l'utilisateur est établi.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Aucune restriction n'est connue à ce jour à ce sujet.

En cas de doute, s'informer auprès du médecin ou du pharmacien avant utilisation.

INTERACTIONS

Aucune interaction n'est connue à ce jour.

APTITUDE À LA CONDUITE

L'utilisation de WARZIN® n'a aucun impact sur l'aptitude à la conduite.

COMMENT UTILISER WARZIN® ?

WARZIN® est conçu pour être utilisé par des profanes chez les adultes, les adolescents et les enfants et l'est, le plus souvent, par les personnes concernées elles-mêmes. Il est préférable, pour les enfants ou les personnes dépendantes, que l'application soit réalisée par un proche ou, éventuellement, par un professionnel de la santé (pédiatre, podologue, personnel soignant, etc.). Appliquer 2 fois par jour sur l'endroit de la peau concerné. Renouveler l'opération pendant 3 à 8 semaines. Faire tremper la peau pendant environ cinq minutes dans de l'eau chaude et bien la sécher avant l'application. Recouvrir soigneusement de vaseline (p. ex. de la marque Rösch & Handel) la peau saine tout autour de la verrue. Badigeonner généralement la verrue avec le pinceau fourni. Il se forme une pellicule translucide et élastique d'un blanc laiteux, laquelle ne doit pas être retirée. L'expérience a montré que la verrue traitée disparaît au bout de 3 à 8 semaines. Consulter un médecin si, au-delà de ce délai, le traitement reste sans effet.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES ?

WARZIN® peut provoquer des irritations cutanées sur une peau saine. Pour éviter cela, couvrir de vaseline la peau qui entoure la verrue. Se reporter ici aux consignes d'utilisation ci-dessus. En cas d'irritations persistantes (fortes brûlures ou démangeaisons, inflammations), interrompre le traitement et, le cas échéant, consulter un médecin. En cas d'incident grave, contacter le fabricant et l'autorité sanitaire compétente du pays dans lequel l'utilisateur est établi.

COMMENT CONSERVER WARZIN® ET COMMENT L'ÉLIMINER ?

Toujours bien refermer le flacon

après utilisation du dispositif. Stocker à température ambiante.

Conserver ce dispositif médical hors de portée des enfants. Ne plus utiliser ce dispositif médical après la date d'expiration. La date d'expiration est inscrite sur le conditionnement.

Ne pas éliminer ce dispositif avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Cela contribue ainsi à protéger l'environnement.

CONTENU DE L'UNITÉ DE CONDITIONNEMENT/PRÉSENTATION

WARZIN® 10ml

COMPOSITION

Colloïdion, acide lactique, huile de ricin

FABRICANT

BANO Healthcare GmbH
Anngasse 17, 2500 Baden,
Autriche

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet www.bano.at

Rösch & Handel est une marque de la société BANO Healthcare GmbH.



Runge Med AG,
Saint-Louis-Str. 31, 4056 Bâle

DATE DE RÉDACTION DE LA NOTICE : Mars 2025



Nous attendons avec impatience vos commentaires sur le produit.



Dispositif médical



Fabricant



Date de péremption



Code du lot



Consulter le mode d'emploi



GEBRUIKS- AANWIJZING



WARZIN®

TEGEN WRATTEN



MD MEDISCH HULPMIDDEL

BOEGD DOELEINDE

WARZIN® dient voor de behandeling van gewone wratten op de voetzool (voetwratten), wratten in het gebied van de nagelplaat, op de handen en op andere plekken van het lichaam (bijv. op de elleboog) bij kinderen en volwassenen.

WANNEER MAG WARZIN® NIET WORDEN GEBRUIKT?

- Bij overgevoeligheid voor een bestanddeel van het hulpmiddel.
- Bij op wratten lijkende, meestal aangeboren misvormingen van de huid (moedervlekken, levervlekken).
- Niet gebruiken bij wratten in het gezicht, op of in de buurt van slijmvlies (bijv. condylomen, zogenaamde genitale wratten), behaarde wratten of wratten met zweervorming.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

- Aangezien kinderen een zeer tere huid hebben, moet er bij het gebruik bij kinderen goed op worden gelet dat de omringende huid voldoende wordt beschermd met vaseline en dat WARZIN® enkel precies op de aangedane plek wordt gebruikt.
- Een gebruik op grotere gebieden van de huid moet vooral bij kleine kinderen en personen met ernstige doorbloedingsstoornissen (bijv. diabetisch) worden vermeden.
- WARZIN® is licht ontvlambaar, daarom niet gebruiken bij open vuur en niet roken.
- Vermijd contact met ogen en slijmvlies.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Vanuit actueel oogpunt zijn er

geen beperkingen in het gebruik bekend.

Vraag bij twijfel vóór het gebruik af dit mediche hulpmiddel uw arts of apotheker om advies.

INTERACTIES

Er zijn geen interacties bekend.

VERMOGEN OM VOERTUIGEN TE BESTUREN

Het gebruik van WARZIN® heeft geen invloed op het vermogen om voertuigen te besturen.

HOE MOET WARZIN® WORDEN GEBRUIKT?

WARZIN® is geschikt voor gebruik door leken bij volwassenen, jongeren en kinderen en worden in de meeste gevallen door de betreffende personen zelf aangebracht. Bij kinderen of zorgbehoevende patiënten is het aan te raden om de aanbrenging te laten uitvoeren door een familielid of eventueel door medisch geschoold personeel (kinderarts, podoloog, verpleegkundige enz.).

Breng het 2 keer per dag op de aangedane plek op de huid aan. Herhaal deze procedure 3–8 weken lang. Vóór het aanbrengen moet het gebied van de huid ongeveer vijf minuten lang in warm water zacht gemaakt en daarna goed afgedroogd worden. Dek de gezonde huid rondom de wrat goed af met vaseline (bijv. van Rösch & Handel). Strijk de wrat met behulp van het meegeleverde kwastje royaal in. Er wordt een melkachtig wit, doorschijnend, elastisch vliesje gevormd dat niet mag worden verwijderd. De ervaring is dat de behandelde wrat na 3 tot 8 weken geneest. Heeft de behandeling dan nog steeds geen succes, raadpleeg dan een arts.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN MOGELIJK?

WARZIN® kan bij een gezonde huid huidirritaties veroorzaken. Om dat te voorkomen, dekt u de huid rond de wrat af met vaseline (zie aanwijzingen voor gebruik hierboven). Bij het optreden van lang aanhoudende irritatieverschijnselen (sterk brandend gevoel of jeuk, ontstekingen) stopt u met de behandeling en raadpleeg u eventueel een arts. Neem bij ernstige incidenten contact op met de fabrikant en met de in uw land verantwoordelijke gezondheidsautoriteit.

HOE MOET WARZIN® WORDEN BEWAARD EN AFGEVOERD?

Sluit na gebruik van het hulpmiddel het flesje altijd goed af. Bewaren op kamertemperatuur. Bewaar dit medisch hulpmiddel buiten het bereik van kinderen. Gebruik dit medisch hulpmiddel niet meer na het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum. De uiterste gebruiksdatum vindt u op de verpakking.

Voer dit hulpmiddel niet uit de riolering of met het huisvuil af. U lever hiermee een bijdrage aan de bescherming van het milieu.

INHOUD VAN DE VERPAKKING/ VERPAKKINGSGROOTTES

WARZIN® 10 ml

SAMENSTELLING

Colloodium, melkzuur, ricinusolie

FABRIKANT

BANO Healthcare GmbH
Annagasse 17, 2500 Baden,
Oostenrijk

Meer informatie vindt u op onze homepage www.bano.at

Rösch & Handel is een merk van BANO Healthcare GmbH.

CH REP Rungte Med AG,
Saint-Louis-Str. 31, 4056 Basel

STAND VAN DE GEBRUIKS- AANWIJZING: Maart 2025



We kijken uit naar uw feedback over het product.



Medisch hulpmiddel



Fabrikant



Te gebruiken tot



Lotnummer



Gebruiksaanwijzing raadplegen



BRUKS- ANVISNING



WARZIN®

MOT VÄRTOR



MD MEDICINSK UTRUSTNING

AVSETT ÄNDAMÅL

WARZIN® används för behandling med vanliga värtor på fotsohlorna (fotvärtor), värtor runt nagelplattan, på händerna och andra ställen på kroppen (tex. armbågen) hos barn och vuxna.

NÄR FÅR WARZIN® INTE ANVÄNDAS?

- Vid överkänslighet mot något av innehållsämnen i produkten.
- På värtliknande, vanligvis medfödda missbildningar på huden (födelsemärken, leverfläckar).
- På värtor i ansiktet, på eller nära slemhinnor (tex. kondylom, så kallade genitala värtor), på värtor med hår eller ulceration.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Eftersom barn har extremt känslig hud är det viktigt att skydda den omgivande huden med vaselin och endast applicera WARZIN® exakt på det ställe som ska behandlas vid användning på barn.
- Användning på större hudområden bör undvikas, särskilt hos små barn och personer med allvariga cirkulationsstörningar (tex. diabetiker).
- WARZIN® är lättantändligt, använd inte nära öppen låga och undvik rökning.
- Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.

GRAVIDITET OCH AMNING

Det finns inga kända användningsbegränsningar i dagsläget. Om du är osäker, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du använder denna medicintekniska produkt.

KÄMPANSEFFEKTER

Det finns inga kända samverkans-effekter.

KÖRFÖRMÅGA

Att använda WARZIN® har inga effekter på körförmågan.

HUR ANVÄNDS WARZIN®?

WARZIN® är avsett för användning i hemmamiljö på vuxna, ungdomar och barn och appliceras i de flesta fall av de drabbade personerna själva. När det gäller barn eller vårdbehövande patienter rekommenderar vi att en anhörig eller eventuellt vårdpersonal (barnläkare, fõlvårds-specialist, sjuksköterska, etc.) applicerar produkten.

Applicera två gånger om dagen på det drabbade hudområdet. Upprepa behandlingen i 3–8 veckor. Före applicering ska hudområdet mjukas upp i varmt vatten i ca fem minuter och sedan torkas ordentligt. Täck frisk hud runt värtan med vaselin (Tex. från Rösch & Handel). Använd medföljande borste för att applicera produkten generöst på värtan. Det bildas en mjölkvit, genomskinlig, elastisk himna, som inte ska tas bort. Enligt erfarenhet kommer den behandlade värtan att läka inom 3–8 veckor. Om behandlingen inte lyckas, kontakta läkare.

VILKA BIVVERKNINGAR KAN FÖREKOMMA?

WARZIN® kan orsaka hudirritation på frisk hud. För att undvika detta ska du skydda huden runt värtan med vaselin – se instruktionerna. Vid långvarig irritation (kraftigt brännande känsla eller läsra, inflammation) ska du avbryta behandlingen och vid behov kontakta läkare. Vid allvariga tillbud ska du kontakta tillverkaren och den behöriga myndigheten i ditt land.

HUR SKA WARZIN® FÖRVARAS OCH BORTSKAFFAS?

Stäng alltid flaskan ordentligt efter användning. Förvaras i rumstemperatur. Förvara denna medicintekniska produkt så att barn inte kan komma åt den. Använd inte denna medicintekniska produkt efter utgångsdatumet har passerat. Utgångsdatumet står på förpackningen. Produkten får inte hanteras som hushållsavfall eller spolas ner i avloppet. På så sätt bidrar du till en bättre miljö.

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLL FÖRPACKNINGS- STORLEKAR

WARZIN® 10 ml

INNEHÅLL

Kolloidium, mjölkösyra, ricinolja

TILLVERKARE

BANO Healthcare GmbH
Annagasse 17, 2500 Baden,
Österrike

Mer information finns på vår hemsida www.bano.at

Rösch & Handel är ett varumärke som tillhör BANO Healthcare GmbH.

CH REP Rungte Med AG,
Saint-Louis-Str. 31, 4056 Basel

BRUKSANVISNINGEN SENAST REDIGERAD:

Mars 2025



Vi ser fram emot att ta del av din feedback på produkten.



Medicinsk utrustning



Tillverkare



Använd före datum



Lot-nummer



Ta del av bruksanvisningen



INSTRUCTIONS FOR USE



WARZIN®

AGAINST WARTS



MD MEDICAL DEVICE

INTENDED PURPOSE

WARZIN® is used to treat common warts on the feet and soles (plantar warts), warts in the nail plate area, on the hands and other parts of the body (e.g. elbows) in children and adults.

WHEN SHOULD WARZIN® NOT BE USED?

- In the event of hypersensitivity to a component of the product
- For wart-like, mostly congenital skin malformations (moles, liver spots)
- Do not use on warts on the face, warts on or close to mucous membranes (e.g., condyloma, genital warts), hairy warts or warts displaying ulceration.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- As children have extremely delicate skin, special attention must be paid to protecting the surrounding skin sufficiently with petroleum jelly and only applying WARZIN® to specific areas when using the product on children.
- Application to larger areas of skin should be avoided in children and people with severe circulatory disorders (e.g., diabetics) in particular.
- WARZIN® is highly flammable – do not smoke when using it or use it near naked flames.
- Avoid contact with the eyes and mucous membranes.

PREGNANCY AND BREASTFEEDING

No restrictions regarding the use of the product are currently known. In case of doubt, please consult your GP or chemist before using this medical device.

INTERACTIONS

None currently known.

ABILITY TO DRIVE

The use of WARZIN® has no effect on a person's ability to drive.

HOW IS WARZIN® USED?

WARZIN® is intended for use on adults, adolescents and children. Its use does not require any special qualifications and it is mostly applied by patients themselves. In the case of children or patients in care situations, it is recommended that a relative or possibly a medical professional (paediatrician, podiatrist, nurse, etc.) apply the product. Apply to the affected skin area twice per day. Repeat the procedure over 3–8 weeks.

Prior to application, the skin should be soaked in warm water for around five minutes and then dried thoroughly. Cover healthy skin around the wart well with petroleum jelly (e.g., Vaseline from Rösch & Handel). Apply plenty of the product to the wart using the brush provided. A milky white, translucent, elastic membrane forms, which should not be removed. Experience has shown that the treated wart heals after 3–8 weeks. Should the described treatment prove unsuccessful, please consult your GP.

WHAT SIDE EFFECTS ARE POSSIBLE?

WARZIN® can irritate healthy skin. In order to avoid this, the skin surrounding the wart should be protected with petroleum jelly – see instructions for use above. If long-lasting symptoms of irritation develop (severe burning sensation or itching, inflammation), discontinue treatment and seek medical advice if necessary. In the event of serious incidents, contact the manufacturer and the responsible healthcare authorities in your country.

HOW SHOULD WARZIN® BE STORED AND DISPOSED OF?

Always seal the bottle tightly again after using the product. Store at room temperature. Keep this medical device out of the reach of children. Do not use this medical device after its use-by date. The use-by date can be found on the packaging.

Do not pour this product down the drain or dispose of it as household waste. These steps

will help to protect the environment.

PACKAGING CONTENTS/ SIZES

WARZIN® 10ml

INGREDIENTS

Colloidium, lactic acid, castor oil

MANUFACTURER

BANO Healthcare GmbH
Annagasse 17, 2500 Baden,
Austria

For further information, please visit our website: www.bano.at

CH REP Rungte Med AG,
Saint-Louis-Str. 31, 4056 Basel

VERSION: March 2025



We look forward to your feedback on the product.



Medical device



Manufacturer



Use-by date



Batch code



Consult instructions for use

